

Кроличья Поликлональная Антитело Против Kdm7A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q3Uwm4

Артикул: CM0029883

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на KDM7A — гистоновую деметилазу, критически важную для развития мозга. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM7A кроличья pAb
Примечания/Алиасы	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
Вид	Мышь
ID гена (человек)	80853
ID гена (мышь)	338523
Иммуноген	Синтетический пептид или рекомбинантный слитный белок, содержащий аминокислоты 417-735 мышиного KDM7A (NP_001028602.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q3UWM4
Молекулярная масса белка	92 кДа/106 кДа
Доставка	Холодовой пакет