

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Kdm7A Для Wb, Elisa - Q3Uwm4

Артикул: CM0013136

введение

Поликлональное антитело кролика к KDM7A для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, перекрёстно реагирующее с белком человека. Лизин-специфическая деметилаза 7A регулирует метилирование гистонов, играющее важную роль в развитии мозга и динамике хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM7A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
Вид	Мышь
GeneID (человек)	80853
GeneID (мышь)	338523
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 мышиного KDM7A (NP_001028602.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q3UWM4
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом