


Антитела Кролика Поликлональные Anti-Kdm8 (Jmjd5) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N371

Артикул: CM0016821



введение

Поликлональные антитела кролика к KDM8 (JMJD5) для Вестерн-блоттинга, ИФА. Перекрестная реакция с человеческим и мышиным белками. Идеально подходят для исследований в области биологии хроматина, клеточного цикла и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	JMJD5; KDM8
Вид	Человек
ID гена	79831
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 147-416 человеческого KDM8 (NP_079049.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N371
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	С ледяным пакетом