

Кроличья Поликлональная Антитело Против Кеар1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q14145

Артикул: CM0023531



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против KEAP1, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА на материале человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования окислительного стресса и пути NRF2. SWISS: Q14145.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	KEAP1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	INrf2; KLHL19; KEAP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9817
ID гена	9817
Иммуноген	Синтетический пептид. Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 301-400 человеческого KEAP1 (NP_036421.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14145
Молекулярная масса белка	70кДа
Доставка	Айс-бокс