

Кроличья Поликлональная Антитело К Кеар1 Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа - Q14145

Артикул: CM0019198



введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на человеческий KEAP1 (ассоциированный с ECH белок 1 типа Kelch), сенсор окислительного стресса. Подходит для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА; проявляет перекрестную реакцию с мышиным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к KEAP1
Примечания/Альтернативные названия	INrf2; KLHL19; KEAP1
Вид белка	Человек
GeneID	9817
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 320-510 человеческого KEAP1 (NP_036421.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14145
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодильный пакет