

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Khdrbs1/Sam68 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07666

Артикул: CM0029864



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого KHDRBS1/Sam68, подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает человеческий, мышинный, крысиный белки. Играет ключевую роль в передаче сигналов, альтернативном сплайсинге и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KHDRBS1/Sam68 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10657
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07666
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Ледяной пакет