

Кроличье Поликлональное Антитело Против Khdrbs2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vwx1

Артикул: CM0028552

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого KHDRBS2 (SLM1/SLM-1), для применения в Вестерн-блоттинге, ИHC-P и ELISA. Валидировано на образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследований альтернативного сплайсинга и РНК-связывания.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KHDRBS2 кроличье поликлональное антитело
Примечания/псевдонимы	SLM1, SLM-1, KHDRBS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	202559
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот от 200 до С-конца человеческого KHDRBS2 (NP_689901.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5VWX1
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Айс-пак