

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Khk Для Вб, Ифа - P50053

Артикул: CM0026073



введение

Кроличыи поликлональные антитела против КНК для ВБ, ИФА, реагируют с антителами человека, мыши и крысы. Мишень — кето-гексокиназа (печеночная фруктокиназа), участвующая в метаболизме фруктозы. Идеально подходит для исследований углеводного обмена и киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KHK Rabbit pAb
Примечания/алиасы	FRUCTU; КНК
Вид	Человек
ID гена (человек)	3795
ID гена	3795
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-298 КНК человека (NP_000212.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P50053
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодовая упаковка