

Поликлональное Антитело Против Ki67 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P46013

Артикул: CM0023343



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Ki67 (белок-маркер пролиферации). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Предназначено для поддержки анализов клеточной пролиферации и исследований биомаркеров рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Ki67 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
Вид	Человек
GeneID	4288
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 460-680 человеческого Ki67 (NP_002408.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P46013
Молекулярная масса белка	359 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом