

Анти-Ki67 Поликлональные Антитела Кролика Для Иф/Мцк, Ифа - P46013

Артикул: CM0017811



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого Ki67 (P46013), маркера пролиферации. Валидированы для ИФ/МЦК и ИФА. Получены с использованием синтетического пептида (а.к. 700-800). Идеальны для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ki67 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Ki67
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4288
GeneID	4288
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700-800 человеческого Ki67 (NP_002408.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P46013
Молекулярный вес белка	359кДа
Доставка	Сумка со льдом