

Поликлональное Антитело Anti-Ki67 Rabbit Polymab® (Валидировано По Нокауту) Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Артикул: CM0005030

введение

Поликлональное антитело Ki67 Rabbit PolymAb® (валидировано по нокауту) — важный инструмент для изучения пролиферации клеток. Реагирует с Ki67 человека, мыши и крысы. Валидировано для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Белок массой ~350 кДа. - E9PVX6

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по нокауту] Ki67 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Вид	Человек
ID гена (человек)	17345
ID гена	17345
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 2271-2370 человеческого Ki67 (NP_002408.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	E9PVX6
Молекулярная масса белка	350 кДа/359 кДа
Доставка	Хладоэлемент