

Кроличья Поликлональная Антитело Против Kiaa0196 (Washc5) Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q12768

Артикул: CM0024408

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому KIAA0196 (струмпеллин, WASHC5), подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА; обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным гомологами. Идеально подходит для изучения опосредованной WASH-комплексом динамики актина эндосом и трафика белков в исследованиях в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIAA0196 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	RTSC; SPG8; RTSC1; KIAA0196
Вид	Человек
GeneID	9897 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 380-530 человеческого KIAA0196 (NP_055661.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q12768
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом