

Кроличья Поликлональная Антитела Против Kiaa0513 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60268

Артикул: CM0019122

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка KIAA0513 (неохарактеризованный белок KIAA0513), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком, подходят для исследований в нейронауках и изучения белков мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	KIAA0513 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	KIAA0513
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9764
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-301 человеческого белка KIAA0513 (NP_001273494.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O60268
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом