

Поликлональные Антитела Против Kiaa1456 Для Вестерн-Блоттинга — Q9P272

Артикул: CM0024142

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против KIAA1456/TRMT9B — вероятной tPHK-метилтрансферазы с функцией супрессора опухолей. Валидированы для ВБ, ИГГ-Г, ИФ/МТК, ИФА; реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области онкологии и эпигенетической транскриптомии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIAA1456 кроличьи пАт
Примечания/аллиасы	KIAA1456; C8orf79; TRM9L
Вид	Человек
GeneID	57604
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 человеческого KIAA1456 (NP_065895.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-Г, ИФ/МТК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P272
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодильный пакет