

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Kiaa1524 (Cip2A) Для Wb, Elisa - Q8Tcg1

Артикул: CM0015031



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий KIAA1524 (CIP2A), валидированное для WB и ELISA. Подходит для исследований ингибирования PP2A, стабилизации MYC и геномной нестабильности в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к KIAA1524
Примечания/синонимы	p90; NOCIVA; KIAA1524
Вид	Человек
GeneID (человек)	57650
GeneID	57650
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 681-905 человеческого KIAA1524 (NP_065941.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TCG1
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом