

Поликлональные Антитела Anti-Kif13A Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1H9

Артикул: CM0013709

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому KIF13A, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют с белками человека и мыши. Подходят для исследования кинезин-опосредованного внутриклеточного транспорта, биогенеза меланосом и цитокинеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF13A Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	RBKIN; bA500C11.2; KIF13A
Вид	Человек
GeneID (человек)	63971
GeneID	63971
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1300-1600 человеческого KIF13A (NP_001099036.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H1H9
Молекулярная масса белка	202 кДа
Доставка	Айс-пакет