

Кроличья Поликлональная Антитела Против Kif14 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q15058

Артикул: CM0015068

введение

Кроличья поликлональная антитела против KIF14, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Определяет KIF14 человека, мыши, крысы. Подходит для исследований деления клеток, цитокинеза и апоптоза. Идеальны для изучения функции микротрубочковых моторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи rAb против KIF14
Примечания/Альтернативные названия	MKS12, MCPH20, KIF14
Вид	Человек
ID гена	9928
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1399-1648 белка KIF14 человека (NP_055690.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15058
Молекулярная масса белка	186 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом