

Антитела Кролика Против Kif17 (Поликлональные) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9P2E2

Артикул: CM0019129

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого KIF17, валидированные для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Обнаруживают KIF17 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения ресничного транспорта и нейронального транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF17 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KIF3X; KLP-2; OSM-3; KIF17B; KIF17
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57576
GeneID	57576
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360-660 человеческого KIF17 (NP_001116291).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2E2
Молекулярный вес белка	115кДа
Доставка	Сумка со льдом