

## Поликлональное Антитело Против Kif20A Для Wb, Elisa - 095235

Артикул: CM0015901



### введение

Кроличье поликлональное антитело против KIF20A, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Детектирует белок массой 100 кДа, участвующий в митозе и динамике аппарата Гольджи. Идеально подходит для исследований в области клеточной биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье антитело KIF20A                                                                                                                                      |
| Примечания/псевдонимы     | RCM6; MKLP2; RAB6KIFL; KIF20A                                                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                       |
| GeneID (человек)          | 10112                                                                                                                                                         |
| GeneID                    | 10112                                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 591-890 человеческого KIF20A (NP_005724.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                       |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                     |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                                          |
| SWISS                     | 095235                                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 100 кДа                                                                                                                                                       |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                                |