

Кроличье Поликлональное Антитело Против Kif20B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Q89

Артикул: CM0015843

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок KIF20B, в частности на его С-концевую область. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения цитокинеза, нейрональной поляризации и рака мочевого пузыря.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF20B Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CT90, MPP1, KRMP1, MPP-1, MPHOSPH1, KIF20B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9585
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1200-1500 человеческого KIF20B (NP_057279.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96Q89
Молекулярная масса белка	211 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом