

Кроличье Поликлональное Антитело Против Kif22 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q14807

Артикул: CM0023540



введение

Это кроличье поликлональное антитело против KIF22 (KID, KNSL4) детектирует образцы человека и мыши. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Нацелено на митотический кинезин-подобный белок; полезно для исследований клеточного деления и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против KIF22
Примечания/Альтернативные названия	KID; OBP; KNSL4; OBP-1; OBP-2; SEMDJL2; A-328A3.2; KIF22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3835
GeneID	3835
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 456-665 человеческого KIF22 (NP_015556.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14807
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	В пакете со льдом