

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Kif23 Для Wb, Ip, Elisa — Q02241

Артикул: CM0009966



введение

Моноклональное кроличье антитело против человеческого KIF23 (MKLP1), валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и ELISA. Распознаёт KIF23 человека и крысы; расчётная молекулярная масса составляет около 110 кДа. Подходит для исследований цитокинеза и деления клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к KIF23
Примечания/синонимы	CDA3; CHO1; CDAN3; KNSL5; MKLP1; CDAIII; CDAN3A; MKLP-1; KIF23
Вид	Человек
GeneID (человек)	9493
GeneID	9493
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 801-960 человеческого KIF23 (Q02241)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q02241
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом