

Поликлональное Антитело Против Kif2A Для Вб И Ифа - 000139

Артикул: CM0019989



введение

Кроличье поликлональное антитело к KIF2A, валидированное для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживает KIF2A человека, мыши и крысы (~80 кДа). Подходит для исследований митоза и нейронного развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF2A Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HK2; KIF2; CDCBM3; KIF2A
Вид	Человек
ID гена (человек)	3796
ID гена	3796
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30-220 KIF2A человека (NP_004511.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000139
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	Айс-пак