


Кроличье Моноклональное Антитело Против Kif2C/Мсак Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99661

Артикул: CM0005145



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок KIF2C/MCAK (кинезин-подобный белок KIF2C, митотический центромер-ассоциированный кинезин). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ИФА). Применение в исследованиях митоза, сегрегации хромосом и динамики кинетохор-микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против KIF2C/MCAK
Примечания/Альтернативные названия	MCAK; CT139; KNSL6; KIF2C/MCAK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11004
GeneID	11004
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого белка KIF2C/KIF2C/MCAK (Q99661).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q99661
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом