

Поликлональные Антитела Против Kif3A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y496

Артикул: CM0029767

введение

Поликлональные антитела кролика против KIF3A для применения в методах WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Обнаруживают KIF3A — моторный белок микротрубочек, участвующий в формировании первичных ресничек и внутриклеточном транспорте. Реагирует с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF3A Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	FLA10; KLP-20; KIF3A
Вид	Человек
ID гена (человек)	11127
ID гена	11127
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 430-699 человеческого KIF3A (NP_008985.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y496
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	Холодильный пакет