

Моноклональное Антитело Кролика Против Kif3A Для Вб, Игг-Папараффин, Иф/Икк, Ифа - Q9Y496

Артикул: CM0012500

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому KIF3A, валидированное для ВБ, ИГГ-папараффин, ИФ/ИКК и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения цилиарного транспорта, функции центриолей и пути сигналинга Хеджхог.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF3A кроличье мкАнт
Примечания/алиасы	FLA10; KLP-20; KIF3A
Вид	Человек
ID гена (человек)	11127
ID гена	11127
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 600–699 человеческого KIF3A (Q9Y496).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-папараффин, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y496
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	Холодильный пакет