


Моноклональное Антитело Против Kif4A Для Вестерн-Блоттинга - O95239

Артикул: CM0010712



введение

Кроличье моноклональное антитело против KIF4A, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ (ИНС-Р) и ИФА. Обнаруживает KIF4A человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сегрегации хромосом и цитокинеза при митозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF4A Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
Вид	Человек
GeneID (человек)	24137
GeneID	24137
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого KIF4A (O95239).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ (ИНС-Р), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95239
Молекулярный вес белка	140 кДа
Доставка	Сухой лед