

Поликлональные Антитела Против Kif4A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95239

Артикул: CM0013490



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого KIF4A, хромосомного kinesina, необходимого для митоза и цитокинеза. Валидированы для вестерн-блоттинга (Western blot), ИHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF4A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	24137
GeneID	24137
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 870-1080 человеческого KIF4A (NP_036442.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95239
Молекулярный вес белка	140kDa
Доставка	Сумка со льдом