


Поликлональное Антитело Кролика Против Kif5A Для Wb, If/Icc, Elisa — Q12840

Артикул: CM0028962



введение

Поликлональное антитело кролика против KIF5A, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/ИХК (IF/ICC) и ИФА (ELISA) для человека, мыши и крысы. Связывается с нейрон-специфической тяжелой цепью кинезина, подходит для исследований в области нейробиологии и аксонального транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF5A кроличья поликлональная АТ
Примечания/Алиасы	NKHC; ALS25; MY050; NEIMY; SPG10; D12S1889; KIF5A
Вид	Человек
GeneID (человек)	3798
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 933-1032 человеческого KIF5A (NP_004975.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12840
Молекулярная масса белка	117 кДа
Доставка	Холодильный пакет