

Моноклональное Антитело Anti-Kif5B Для Wb, If-P, Elisa - P33176

Артикул: CM0003445



введение

Кроличье мАб KIF5B, валидированное для WB, IF-P, ELISA. Обнаруживает эндогенный KIF5B у человека, мыши, крысы. Идеально подходит для исследований функции моторного белка кинезина-1, транспорта митохондрий/лизосом и удлинения аксонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF5B Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3799
GeneID	3799
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого KIF5B (NP_004512.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33176
Молекулярный вес белка	110кДа
Доставка	Сумка со льдом