


Поликлональное Антитело Anti-Kif5B Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P33176

Артикул: CM0017874



введение

KIF5B Rabbit pAb — поликлональное антитело, валидированное для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на тяжёлую цепь кинезина-1 для исследований моторных белков и внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF5B Rabbit pAb
Примечания/алиасы	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
Вид	Человек
GeneID (человек)	3799
GeneID	3799
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 650-770 человеческого KIF5B (NP_004512.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P33176
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом