

Кроличья Поликлональная Антитело Против Kif7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q2M1P5

Артикул: CM0021489



введение

Кроличья поликлональная антитела против KIF7 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Получена против рекомбинантного человеческого KIF7 (аминокислоты 1044-1343). Обнаруживает белок размером 151 кДа. Перекрестно реагирует с человеческим антигеном. Идеально подходит для исследований сигнального пути Hedgehog.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	KIF7 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ACLS, AGBK, HLS2, MMEDF, JBTS12, UNQ340, KIF7
Вид	Человек
ID гена (человек)	374654
ID гена	374654
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1044-1343 человеческого KIF7 (NP_940927.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q2M1P5
Молекулярная масса белка	151 кДа
Доставка	Холодовой пакет