

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Kifar3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Ифа - Q92845

Артикул: CM0010902

введение

Кроличыи моноклональные антитела против KIFAP3, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на кинезин-ассоциированный белок 3, необходимый для движения хромосом и прикрепления к веретену деления. Идеальны для исследований клеточного деления и моторных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIFAP3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190l16.1; KIFAP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22920
GeneID	22920
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 675-792 человеческого KIFAP3 (Q92845)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92845
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	В ледяном пакете