

Поликлональные Антитела Против Kifc1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа - Q9Bw19

Артикул: CM0029686



введение

KIFC1 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Нацелены на человеческий KIFC1 (HSET), моторный белок, направленный к минус-концу, необходимый для формирования веретена деления. Перекрестная реакция с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIFC1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HSET; KNSL2; KIFC1
Вид	Человек
GeneID	3833
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BW19
Молекулярный вес белка	74 кДа
Доставка	В ледяном пакете