


Анти-Kifc3 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q9Bvg8

Артикул: CM0030201



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого KIFC3, валидированные для WB и ELISA. Взаимодействуют с человеческим и крысиным KIFC3, белком-мотором микротрубочек с направлением к минус-концу, участвующим в апикально направленном транспорте и поддержании плотных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIFC3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KIFC3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3801
GeneID	3801
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-390 человеческого KIFC3 (NP_005541.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9BVG8
Молекулярный вес белка	93кДа
Доставка	Сумка со льдом