

Поликлональные Антитела Против Легкой Цепи Kinesin 1 (Klc1) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q07866

Артикул: CM0031062



введение

KLC1 Rabbit pAb обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный KLC1 (UniProt Q07866), валидированный для WB, IHC-P, ELISA. Белок моторного kinesin, участвующий в транспорте органелл, идеально подходит для исследований в области нейронауки и внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Kinesin light chain 1 (KLC1) Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KLC; KNS2; KNS2A; Kinesin light chain 1 (KLC1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3831
GeneID	3831
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 261-560 человеческого Kinesin light chain 1 (KLC1) (NP_005543.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07866
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом