


Поликлональное Кроличье Антитело К Кининогену 1 (Kng1) Для Wb, If/Icc, Elisa — P01042

Артикул: CM0021422



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого кининогена 1 (KNG1), валидированное для применения в WB, IF/ICC и ELISA; выявляет KNG1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований коагуляции и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к кининогену 1 (KNG1)
Примечания/синонимы	БК; НК; BDK; KNG; HAE6; HMWK; кининоген 1 (KNG1)
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3827
Идентификатор гена	3827
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 148–427 человеческого кининогена 1 (KNG1) (NP_000884.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01042
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия транспортировки	Хладагентный пакет