


Поликлональное Кроличье Антитело Против Кининогена 1 (Kng1) Для Wb — P01042

Артикул: CM0013444



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий кининоген 1 (KNG1), валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает кининоген человека, мыши и крысы; 72 кДа. Идеально подходит для исследований коагуляции, брадикинина и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кининоген 1 (KNG1), кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	БК; НК; BDK; KNG; HAE6; HMWK; Кининоген 1 (KNG1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3827
GeneID	3827
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 148–427 человеческого кининогена 1 (NP_000884.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01042
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом