


Моноклональное Антитело Против Kir2DL2/Kir2DL3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Проточной Цитометрии, Elisa - P43628

Артикул: CM0012737



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого KIR2DL2/KIR2DL3, подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, проточной цитометрии и ELISA. Распознает ингибиторный рецептор NK-клеток для лигандов HLA-C, экспрессируемый на NK-клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против KIR2DL2/KIR2DL3
Примечания/Альтернативные названия	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3; KIR2DL2/KIR2DL3
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	3803/3804
Gene ID	3803/3804
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-245 человеческого KIR2DL3(NP_056952.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, проточная цитометрия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43628
Молекулярная масса белка	27 кДа/37 кДа/38 кДа
Условия доставки	С охлаждающими элементами (лед)