


Поликлональное Антитело Anti-Kir2DL3 Для Wb, If/Icc, Elisa — P43628

Артикул: CM0022141



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого KIR2DL3, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Подходит для исследований рецепторов NK-клеток и иммунных контрольных точек. Перекрёстно реагирует с человеческим и мышиным белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIR2DL3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	p58, NKAT, GL183, NKAT2, CD158b, KIR2DL, NKAT2A, NKAT2B, CD158B2, KIR-K7b, KIR-K7c, KIR2D55, KIRCL23, KIR-023GB, KIR2DL3
Вид	Человек
GeneID (человек)	3804
GeneID	3804
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22–245 человеческого KIR2DL3 (NP_056952.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P43628
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Хладагент