

Моноклональное Антитело Против Kir2DL4 Для Вб, Пцф, Ифа - Q99706

Артикул: CM0007421



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому KIR2DL4, валидированное для Вестерн-блота, проточной цитометрии и ИФА. Этот рецептор связывает HLA-G и регулирует иммунные ответы на материнско-плодовой границе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIR2DL4 кроличье мКлат
Примечания/алиасы	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
Вид	Человек
ID гена (человек)	3805
ID гена	3805
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 24-242 человеческого KIR2DL4 (NP_002246.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ПЦФ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99706
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Хладопакет