

## Поликлональные Антитела Против Kir2Dl4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q99706

Артикул: CM0012909



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против KIR2DL4 (Q99706), валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный KIR2DL4, рецептор неклассического HLA-G. Идеально подходят для изучения сигнализации NK-клеток и иммунологии материнско-плодовых отношений.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | KIR2DL4 кроличьи pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдонимы     | G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| ID гена (Человек)         | 3805                                                                                                                                   |
| ID гена                   | 3805                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-242 человеческого KIR2DL4 (NP_002246.5). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                   |
| SWISS                     | Q99706                                                                                                                                 |
| Молекулярный вес белка    | 41кДа                                                                                                                                  |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                         |