

Поликлональные Антитела Против Kir3DL3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N743

Артикул: CM0015637

введение

Кроличьи поликлональные антитела против KIR3DL3, валидированные для применения в WB, IHC-P и ELISA. Распознают KIR3DL3 человека, мыши и крысы, ингибирующий рецептор NK-клеток. Идеально подходят для исследований иммунных клеток и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIR3DL3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KIR44; KIRC1; CD158Z; KIR3DL7; KIR2DL5B; KIR3DL3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	115653
ID гена	115653
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB,IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N743
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом