

Поликлональные Антитела Против Kir3Ds1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q14943

Артикул: CM0025098

введение

Поликлональные антитела кролика к KIR3DS1 детектируют NK-клеточный рецептор CD158E2 у человека, мыши и крысы. Валидированы для вестерн-блота, иммуногистохимии и ELISA. Подходят для исследований врожденного иммунитета и рецепторов MHC класса I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIR3DS1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	KIR-G1, NKAT10, CD158E2, NKAT-10, KIR-123FM, KIR3DS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3813
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 80-340 человеческого KIR3DS1 (NP_001077008.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14943
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В ледяной упаковке