

Поликлональные Антитела Против Kirrel Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96J84

Артикул: CM0013109

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому KIRREL (NEPH1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Идеально подходят для исследований биологии подоцитов и гломерулярного фильтрационного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIRREL кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	NEPH1; KIRREL; NPHS23
Вид	Человек
ID гена (человек)	55243
ID гена	55243
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 17-200 человеческого KIRREL (NP_060710.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96J84
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодовой пакет