

Антитела Кролика Поликлональные Против Kiss1 (Kisspeptin-1) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q15726

Артикул: CM0028956



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого KISS1 (Kisspeptin-1, HH13). Валидированы для WB, ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходят для исследований в области репродуктивной эндокринологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KISS1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HH13; KiSS-1; KISS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3814
ID гена	3814
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 40-138 человеческого KISS1 (NP_002247.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15726
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	В ледяном пакете