


Поликлональные Антитела Против Kitlg Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P21583

Артикул: CM0030740



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому KITLG (SCF, MGF). Валидированы для ВБ, ИФ/ИК, ИФА; реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Предназначены для исследований в области биологии стволовых клеток, гемопоэза и сигнальных путей рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KITLG кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	SF; MGF; SCF; SLF; DCUA; FPH2; FPHH; KL-1; Kitl; WS2F; SHEP7; DFNA69; KITLG
Вид	Человек
GeneID (человек)	4254
GeneID	4254
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21583
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Холодовой пакет