


Поликлональное Кроличье Антитело К Kitlg Для Wb, If/Icc, Elisa — P21583

Артикул: CM0019098



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого KITLG (SCF/лиганд c-Kit). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA; демонстрирует перекрёстную реактивность с мышинным белком. Для исследований кроветворения, развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KITLG Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SF, MGF, SCF, SLF, DCUA, FPH2, FPHN, KL-1, Kitl, WS2F, SHEP7, DFNA69, KITLG
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4254
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-214 человеческого KITLG (NP_000890.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P21583
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом