

Поликлональные Антитела Против Klf1 Для Wb, Elisa - Q13351

Артикул: CM0014947



введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) против KLF1 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с крысой. Для исследовательского использования в изучении развития эритроцитов и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	KLF1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	EKLF; EKLF/KLF1; KLF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10661
GeneID	10661
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q13351
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом