

Анти-Klf1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13351

Артикул: CM0022347



введение

Кроличья поликлональная антитело к KLF1, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелена на эритроидный транскрипционный фактор KLF1 (38 кДа), ключевой регулятор эритропоэза и переключения с фетального на взрослый глобин.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KLF1; EKLF; CDAN4; HBFQTL6; INLU; Kruppel like factor 1
Вид	Человек
ID гена	10661
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 211-311 человеческого KLF1 (NP_006554.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q13351
Молекулярный вес белка	38kDa
Доставка	Сумка-холодильник